

Vos tubes de prélèvement changent de couleur

Harmonisation des codes couleurs selon la norme ISO

À compter du **30 septembre 2026**, la Fondation *admed* mettra en service de nouveaux tubes de prélèvement sanguin conformes à la norme internationale **ISO 6710:2017**. Cette évolution vise à harmoniser les codes couleurs des bouchons afin de faciliter l'identification des tubes et de renforcer l'interopérabilité entre laboratoires.

Ce qui change :

- Les **couleurs des bouchons** des principaux tubes
- les couleurs affichées dans la prescription Weblab
- les feuilles de demande avec les nouvelles couleurs associées

Ce qui ne change pas :

- les tubes Sérum-Gel (brun)
- les tubes spéciaux (ex : ThromboExact)
- les anticoagulants
- la pré-analytique
- le matériel de prélèvements autre que sanguin (aiguille, pot à urines, flacon de selles, frottis, etc.)
- les résultats et les valeurs de référence

Tube	Avant EU (BS 4851)	Au 30.09.2026 ISO 6710:2017
Sérum-Gel CAT		
Sérum CAT		
Citrate 9NC		
ESR 4NC		 <i>En réalité « gris foncé » : risque de confusion !</i>
Li Heparin		
EDTA K3E		
Fluoride EDTA		

Disponibilité des nouveaux produits

Les références concernées par ce changement sont dès à présent signalées sur notre site, rubrique "**Commande de matériel**".

Les nouveaux tubes et les nouvelles feuilles de demande seront disponibles à la commande dès le **mercredi 5 Août**. La livraison de ce nouveau matériel interviendra au cours du mois de septembre et sera accompagnée de la fiche pratique "avant / après".

Besoin d'information ?

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site :

https://catalogue.admed.ch/public/changement_tubes_ISO

Le Service Client reste à votre disposition pour toute question au 032 843 20 00 ou par email à

admed.administration@ne.ch