

# Prélèvement d'urine pour analyses spéciales

---

## Mycobactéries



1. Envoyer l'urine du matin trois jours consécutivement.
2. Quantité minimale à prélever : 50ml.
3. Inscrire la date du prélèvement et le nom sur le tube.
4. Acheminer le prélèvement le plus vite possible au laboratoire.

---

## Chlamydia et Gonocoques, mycoplasmes et uréaplasmes génitaux



1. Récolter le premier jet d'urine du matin ou 2h minimum après la dernière miction.
2. Quantité à prélever : 5-10ml.
3. Inscrire la date du prélèvement et le nom sur le tube.
4. Acheminer le prélèvement le plus vite possible au laboratoire. Pour les mycoplasmes et uréaplasmes, acheminer l'urine dans les 2 heures qui suivent le prélèvement.

---

## Légionelles pneumocoques



1. Récolter de l'urine quel que soit le moment de la journée.
2. Quantité à prélever : 5-10ml.
3. Inscrire la date du prélèvement et le nom sur le tube.
4. Acheminer le prélèvement le plus vite possible au laboratoire.